

PERFORMER<sup>®</sup>



a dec<sup>®</sup>

# La diferencia de A-dec

## Fiabilidad legendaria

A-dec ganó prestigio por crear equipos de una calidad y fiabilidad legendarias. Es una reputación ganada gracias a su dedicación a la excelencia y esfuerzo por innovar, aún con un diseño de ingeniería simple. Esto significa que puede contar con un mantenimiento fácil y una larga vida útil del producto.



**Bloque de control:** el diseño patentado promueve un agua de tratamiento depurada con cada activación.



**Cilindro de elevación:** diseñado y fabricado por A-dec con hidráulicas sólidas y una menor cantidad de piezas.



**Lámpara LED A-dec:** el diseño silencioso y galardonado incluye una "refrigeración pasiva" única para disipar el calor sin un ventilador.

## Garantía

Con Performer, puede estar seguro de que obtendrá comodidad y simplicidad.



A eso súmele la tranquilidad que se brinda con la garantía de cinco años de A-dec. Todo forma parte de la esencia de A-dec.



Imagen de la lámpara,  
el monitor y el sistema  
dispensador de montaje  
posterior de Performer

# Performer

## Descripción general de las características


Diseñado para brindarle flexibilidad, acceso y comodidad, Performer responde a la necesidad de contar con una opción de nivel de entrada y, además, añade un completo conjunto de características que respalda la productividad.

Imagen de la lámpara, la escupidera, el monitor y el sistema dispensador de montaje posterior de Performer



# Opciones

Performer es conocido por su fiabilidad. Ahora, con una funcionalidad añadida y una multitud de opciones, puede estar seguro de que este es un sillón fabricado para que dure mucho tiempo.



Sistema dispensador de montaje delantero o posterior



Control de pie con palanca o disco



Panel táctil de lujo o estándar



Montaje del monitor disponible



Escupidera de porcelana vidriada giratoria disponible



Soporte de 3 posiciones del asistente con evacuación de alto volumen (HVE) Durr, soportes con interruptores para el eyector de saliva y jeringa opcional



Lámpara Performer

Luz halógena 6300

Lámpara LED



# Para diestros o zurdos, usted decide

El sistema dispensador y el instrumental del asistente de Performer pueden cambiarse fácilmente para usuarios diestros y zurdos. El diseño ambidiestro ofrece plena flexibilidad y eficiencia al equipo, y crea una configuración más flexible para la entrada y salida del paciente.



## Opciones de color del tapizado sin costuras



Solicite sus muestras en  
[a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe)



Imagen de la lámpara, el monitor y el sistema dispensador de montaje posterior de Performer

# Datos breves

- Configuración para usuarios diestros y zurdos
- Sistema voladizo hidráulico suave y silencioso
- Opción de lámpara Performer, luz halógena 6300 o lámpara LED
- Opción de montaje delantero o trasero del sistema dispensador
- Botella de agua grande de 2 litros que requiere menos recargas
- Montaje del monitor con pivote e inclinación
- Panel táctil programable por el usuario
- Jeringa, evacuación de alto volumen (HVE) y eector de saliva (SE) del instrumental del asistente
- Placa de parada de seguridad del brazo de elevación
- Construcción robusta de metal fundido
- Capacidad para pacientes de 181 kg (400 libras)
- Caja de conexiones de una sola pieza o dos piezas que admite la colocación de servicios
- Sistema dispensador contemporáneo y elegante
- Suministro eléctrico de 300 vatios

# Conozca el resto de la familia

Junto con Performer, A-dec ofrece una línea completa de soluciones de equipos dentales. Si está buscando características de calidad adicionales, lo invitamos a obtener más información sobre el resto de nuestra familia de productos, desde los sillones dentales A-dec 300, A-dec 400 y A-dec 500 hasta los sistemas de soporte y dispensadores.



A-dec 500



A-dec 400



A-dec 300



#### Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, OR 97132 EE. UU.  
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá  
Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá  
Fax: 1.503.538.0276  
a-dec.com

#### A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia  
Tel: +61.(0)2.8332.4000 fuera de Australia

#### A-dec China

Tel: +1.503.538.7478

#### A-dec Reino Unido

Tel: 0800.ADECUK.(233285) dentro del Reino Unido  
Tel: +44.(0).24.7635.0901 fuera del Reino Unido

A-dec, el logotipo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC y Radius son marcas comerciales de A-dec Inc. y están registradas en los EE. UU. y en otros países. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline y reliablecreativesolutions también son marcas comerciales de A-dec Inc. Ninguno de los nombres de marcas ni las marcas comerciales de este documento pueden ser reproducidos, copiados o manipulados de ningún modo sin la aprobación expresa y por escrito del propietario de la marca comercial.

Ciertos símbolos del panel táctil son propiedad de A-dec, Inc. Cualquier uso de estos símbolos, total o parcial, sin el consentimiento expreso y por escrito de A-dec, Inc. está estrictamente prohibido.

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores exactos y la información más reciente sobre los productos.